

제품명 : 포토레이

개발목적 : 피부 시술 전후로 각도별로 얼굴 촬영하여 전후 사진을 비교  
기존에 병원에서 사진 촬영시 촬영을 하는 사람마다 각도와 위치가 달라져서  
정확한 사진 촬영이 어렵고 신뢰도가 떨어져  
정확한 사진 촬영과 누가 촬영을 하더라도 같은 각도와 위치로 촬영이 가능

프로그램 : 캐논 사진 프로그램 사용시 일반적인 사진은 확인이 가능하나  
전후 사진 비교 목적과 날짜별 전후사진 비교가 필요해서 전용프로그램을 제작

포토레이 유튜브 영상:

[포토레이 180 \(카메라 촬영장비\) 및 프로그램 설명 - YouTube](#)

<https://www.youtube.com/watch?si=ThRMQvYNKUPihRhV&v=UFCq5gyJ-Cc&feature=youtu.be>



제품 카다록 사진 (0도에서180까지 거치대가 회전을 하면 얼굴을 촬영)

## 포토레이 프로그램



포토레이 프로그램

신규촬영 - 촬영전 이름 및 기본정보 작성후 촬영

재진촬영 - 신규촬영 완료후 시술후 2차 촬영

전/후 사진 - 1차, 2차 사진 촬영후 각도별로 사진 비교



각도 표시

회전을 하면서 30도씩 촬영을 합니다